

## GUIDE D'UTILISATION DE CETTE FEUILLE

- 1- Coller une étiquette CODES à BARRES GILDA d'identification du patient à l'emplacement indiqué en bas et à gauche
- 2- Coller une étiquette CODES à BARRES d'identification du service demandeur à l'emplacement indiqué en bas et à droite
- 3- Noter la DATE et l'HEURE de prélèvement et les noms et fonctions du préleveur et du prescripteur
- 4- Cocher les analyses d'un trait vertical au feutre fin ou stylo-bille de couleur NOIRE ou BLEUE

**MERCI DE CONTACTER LE LABORATOIRE POUR  
LES EXAMENS PARTICULIERS NE FIGURANT PAS SUR CETTE FEUILLE**  
Réception : poste 2237

## RENSEIGNEMENTS CLINIQUES pour les analyses accompagnées d'un #

### Enzyme de conversion

Traitement en cours (corticoïdes, IEC) :

Diagnostic évoqué :

### Explorations

**Test au lactulose-mannitol (TPI) et test au D-xylose**  
se procurer les protocoles auprès du laboratoire

### Test d'activité lipase post-héparine (LPL)

Prélever 10 ml de sang à T0 sur EDTA ou héparine.  
Injecter 100 UI/kg d'héparine IV - Prélever 10 ml de sang sur EDTA ou Héparine dans le bras opposé.  
Apporter impérativement dans la glace.

### Sevrage tabagique

Nombre de cigarettes par jour :

Type de timbre :

Taux de nicotine : par cigarette

Taux de CO : p. mille

### Acides aminés

Motif de la demande et diagnostic évoqué :

### Bilans nutritionnels

Prélèvements nécessaires : 1 tube bouchon vert 4 ml,  
1 tube bouchon rouge 5 ml et  
1 tube de 10 ml des urines de 24 h homogénéisées

Bilan "Réanimation" :

Albumine, Transthyrétine, CRP, Orosomucoïde,  
Phénylalanine, 3-MH urinaire

Bilan "Brûlés" :

Transthyrétine, Phénylalanine, Tyrosine, 3-MH urinaire  
Azote urinaire

### Renseignements "Brûlés"

SCB : %

Jour après la brûlure : J

Apports protéiques/24h :

### Questionnaire G6PD, PK, Hémoglobine

Origine ethnique :

Antécédents familiaux :

Transfusion : NON OUI Date Transfusion :

Anémie : NON OUI Hb (g/dl) :  
VGM :

Ictère : NON OUI

Splénomégalie : NON OUI